


シンプルで簡単な操作方法

もっと快適に、目的に合わせて使える「自動3コース」搭載!



[操作パネル]



手動ボタン

もみと足裏ローラーの連続動作を「遅」「中」「速」の3段階に速度調節できます。

自動ボタン

もみの速度変化や保持の組合せで3つの自動コースを選択できます。

しっかりコース

速い動きでふくらはぎをもみ上げます。運動後や立ち仕事の疲れなどに。

ランダムコース


遅い動き、早い動き、緩急使い分けたリズムミカルな動作が楽しめます。

ゆったりコース

ゆっくりとした動き&じっくり保持(ホールド動作)。やさしく、しっかりもみほぐします。

約15度の角度調節

本体スタンドを使えば、椅子の高さや座った姿勢などに合わせて約15度の角度調節が可能です。



停電時だって大丈夫 安心設計

停電などで停止しても、上部センター内のツマミを回せば、安全にもみ板を開いて足を抜くことができます。



外して洗える カバー着脱式

ファスナーを外せば中のカバーを取り外して丸洗いすることができ、常に清潔な状態でご利用いただけます。



MOMINA
モミーナ

フットマッサージャー KC-200
[管理医療機器]

医療機器認証番号:221AGBZX00061000
JANコード:4951704133968

メーカー希望小売価格:オープン価格



仕様

- 本体寸法(約):幅480×奥行390×高さ440mm
- 質量(約):12.5Kg ● 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:60W ● 定格時間:20分

フットマッサージャーの効能・効果

あんま、マッサージの代用
(指圧の代用)

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方
 - (例) 血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ● 妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産後の方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
 - 皮膚に創傷のある方 ● 急性疾患(疼痛性)のある方
 - 骨粗しょう症の方 ● 脊椎骨折の方 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の方 ● 知覚障害の方 ● 心臓に障害のある方 ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ● 背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ● 貧血症の方 ● かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ● 安静を必要とする方 ● 医師の治療を受けている方 ● 上記以外に特に身体に異常を感じている方

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
7540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口 ☎ 0120-027-612
URL: http://www.fujiiryoki.com

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成21年5月 現在のものです。

●お求めは…

FUJIIRYOKI

“癒しの羽根”で、足ぐっと軽やか。



MOMINA
モミーナ

フットマッサージャー KC-200 モミーナ

背面スルーイン形状だから実現した、まさに新感覚のもみ心地。

マッサージの後ろ側から足を差し込む「背面スルーイン形状」。

足全体をしっかり包み込むので、
マッサージポイントを刺激しながら、
足先からふくらはぎまでぎゅっとほぐせる
新感覚の心地よさが実現しました。
さらに機械をまたぐ必要がないので、
どんな人でも、どんな場所でも使いやすい。

癒しの羽根にもみほぐされて、
足どりかる〜い毎日がはじまります。

自宅でも



背面から足をスルーインするから、
誰でも、どこでもらくらく使える

モミーナらくらくイン

足をもちあげるスペースが
必要ないので、ご高齢者の方でも、
スカートの方でもらくらくマッサージ。
オフィスデスクやダイニングテーブル
の下でもゆったりご使用いただけます。



point!
背面スルーインだから
機械をまたがず使えます



またがないから
スカートをはいていても
ご高齢者でも
らくらく使えます



帰宅後も、すぐに
お手軽マッサージ



見た目もすっきり
収納しやすい
省スペース型



机の下に置いたまま
使えます

インテリア性も抜群!
レザー調フェイス



癒しの羽根が、ふくらはぎを
しっかり包んでぐゅぐゅともみほぐす

モミーナスウィング

まるで羽根のように動く左右の
もみ板が、くるぶしからふくらはぎ
までしっかり包み、スウィング動作
でこちょいフィット感を保ちながら
もみあげます。



point!
癒しの羽根がスウィング
しながら、しっかりふくらはぎ
をもみほぐし

もみ効果+血流コントロールで
心地よさが段違い!

ポイントは
血行促進

モミーナフットマッサージ

疲れた足全体の筋肉を、まるで手のひらで
包み込むようにマッサージ。大小8枚のもみ
板が、足先からふくらはぎまでぎゅぎゅっと
挟んでもみほぐしてくれます。さらに、「もみ・
絞り・保持(ホールド動作)」の繰り返しで、
疲れた足の血行を促進してくれます。



point!
“ゆっくり・速く”の
もみリズムでコリを
ほぐして血行促進!


point!
もみ板で人の手感覚
の心地よさを実現!

オフィスでも

つま先からかかとまで、足裏全体を
指圧突起付ローラーがぐいぐい刺激

モミーナ3列ローラー

“ぎゅ”と足先を包み込んだ状態で、3列のローラーが
足裏をローリング。さらにつま先から土踏まず、かかるとに
至るまで、指圧突起が足裏のさまざまなマッサージポイントを
ぐいぐい刺激しながら、凝り固まった足裏全体を解きほぐします。



point!
指圧突起が足裏の
マッサージポイントを
ぐいぐい刺激

※イラストはすべてイメージ図です。

