

眼の健康セルフチェッカー

メオチェック

MEOCHECK

つきいちよし~や



※結果イメージ

※医学的な診断をする器械ではありません。

※仕様および製品の外観は、予告なく変更することがあります。



各社眼科検査機器・手術機器・器具・ロービジョン関連
株式会社 日本眼科医療センター

メオチェック

MEOCHECK は、あなたの“見える”を守るための“気づき”を与えます。



- 映像と音声ガイドに沿って、誰でも**簡単にセルフチェック**ができます。
- **片眼約1分程度**と、短時間です。
- 眼の推定年齢を算出。わかりやすい結果をご案内します。
- 世界唯一のレーザー網膜投影技術を採用。
レンズによる矯正の必要がありません。
- 軽量、コンパクトで、明所・暗所を問わず設置できます。

つきいちし〜や®とは

定期的に眼のセルフチェックをすることで、小さな変化に“気づき”、早期治療につなげる活動の名称です。



月に1度、眼の健康チェックをしましょう。

視野や見え方に異常がないかを継続的にチェックすることは、眼の健康寿命をのばすことにつながります。

標準構成	本体、タブレット、タブレットスタンド、プリンター
投影方式	レーザー網膜操作型
光源	半導体レーザー (R : 638nm, G : 520nm, B : 450nm, Typ.)
水平画角	約 60 度
アスペクト比	16 : 09
解像度	720P (1280×720) 相当
色	8bit フルカラー (256 階調)
更新レート	60Hz
電源入力	DC 5V (USB Micro-B)

仕様

AC アダプタ	AC 入力 : 100~240V 50/60HzDC、 出力 : 5V 2A (USB Micro-B)
定格/電流	5V/2A
サイズ(W×H×D)	約 109mm×127mm×280mm ※遮光ユニット含まず
重量	約 630g (試算)
使用環境条件	温度 : 10~35°C、湿度 : 30~90% (結露しないこと)、 気圧 : 900~1060hPa
保存環境条件	温度 : -20~55°C、湿度 : 10~95% (結露しないこと)
コンソール	TBD

※仕様は告知なく変更になることがあります。

メオチェック

MEOCHECK つきいちし〜や® に関するお問い合わせはこちらまで



販売元：株式会社日本眼科医療センター
〒981-3134 仙台市泉区桂四丁目 33 番地の 3
TEL : 022-374-2226
URL : <http://www.ganka-center.jp/>



WEBサイトはこちら



製造元：株式会社 QD レーザ
〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 京浜ビル
TEL : 044-328-6808
URL : <https://www.qdlaser.com/>



WEBサイトはこちら

取扱店

Wellup

株式会社ウエルアップ

〒220-0004
横浜市西区北幸 2-1-22 ナガオカビル 4F
TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909
URL : <http://wellup.jp>