

日本人の失明原因 1位 緑内障!

白内障 は年間160万人が手術を!


眼科の目的は「失明防止」です!

加齢黄斑変性症

4.2%
50才以上
5人に1人の
おそれ

白内障

4.5%
欧米では失明率1位



緑内障や白内障、
黄斑変性症、その他の眼病も!
早期予防が視覚寿命に効果あり!

目のさまざまな病気は、ものが見えづらくなったり、変なものが見えたりして自分で気づくものもありますが、まったく気づかずに進行するものもあります。
たとえば「緑内障」は視野が狭くなる病気ですが、進行するまで視力が落ちないので、気づかないケースが多いのです。しかも、失われた視野は治療しても回復させることはできません。
緑内障とよく似た名前の「白内障」は、視力の低下や、光が眩しくなったり、ものがダブったり、かすんで見えるなどの症状がどんどん進行していきます。
こうした目のトラブルを防ぐには、日頃から目の状態に意識を向け、目を健康健康な状態にするよう心がける必要があります。

目の健康改善法として「**えむあーるシステム**」を推奨しております。

商標登録第6205261号

相乗効果が目に!!

弊社が掲げる右の4要素。目のトラブルケアには、一つ欠けても適正な効果を得られないと考えます。あせらず、あきらめず、視力回復への道を継続してください!



超 超音波治療

目にやさしい縦波振動の超音波が振動の目の深層部までマイクロマッサージ作用を及ぼし、子供から年配の方まで視力回復・近視予防に有効です。

視 視生活改善

仕事はもちろん、日々の生活においてもパソコンやスマートフォンを多用する現代。目に負担がかかる要素を避け、目に優しい生活習慣を心掛けましょう。

体 運動習慣

マイクロマッサージで動きやすくなった筋肉や細胞を、目の体操で動かすことが視力回復への近道と考えております。体全体を動かすことも有効です。

栄 栄養補給

偏った食生活は体に悪影響を与え、近視体質をもたらします。バランスの取れた食事で強い体質を作ることは目を守る上で大切です。

MR えむあーる 視力回復相談室
通話料無料 **0120-704-526**
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-12-20 第1SSビル7F-D
TEL: 03-5542-0683 / FAX: 03-5542-0684 /
Eメール: info@mr1010.co.jp
<https://www.mr1010.co.jp>

●お求めは…

Wellup

株式会社ウエルアップ
〒220-0005
横浜市西区南幸 2-20-5 KDX 横浜リバーサイド 4F
TEL: 045-317-7908 / FAX: 045-317-7909
URL: <https://wellup.jp>

あなたの大切な目を守る強い味方

超音波治療器 MRフタワソニック

医療機器承認番号 21900BZX00932000 管理医療用具 超音波治療器 フタワソニック (F-Sonic)



安心安全! 家族で使える
6歳から104歳が使用中!!

—近視リスクが高まる現代—
歯は毎日ケアするのに
何故、目はケアしないのですか?

詳しくは
中面を
ご覧下さい

MR えむあーる株式会社

60年以上の歴史・50万台以上の販売実績

Q 超音波治療器 MRフタワソニックって何？

ご自宅で手軽に目のケアができる厚生労働省に承認された眼科用治療器です。

60年以上の歴史、50万台以上の販売で皆さまの目の健康をお助けしてきた医療機器です。

Q 超音波治療器って？

正式な学術名称は「弱出力低数帯域インパルス多重波重合超音波」といいます。1秒間で24,000回の縦波振動(12kHz)を投射します。

Q 医療機器ってなに？

薬機法第2条第4項において以下のとおり定義されています。

「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、または人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く)であって、政令で定めるもの」をいいます。

Q いつ使えばいいの？

基本1日1回、朝昼夜のご都合の良い時間に毎日投射してください(おすすめ:朝夜2回の投射を推奨しています)。

Q どうやって使うの？

家庭用のコンセントまたは乾電池(2電源方式)で電源をとり、スイッチを押だけです(ON/OFFのみ調整はありません)。目を閉じ、目蓋の上に軽く密着させ右目10分、左目10分。毎日リラックスしながら投射してください。

Q 使用できない人は？

★目が成長過程にある6歳未満のお子さま
★目の中に出血がある方
★網膜剥離で網膜が剥がれかけている方は、ご使用を避けてください。

Q 目にあてるのは怖い？

60年以上の歴史の中で、副作用、習慣性、蓄積性といった報告は1件もありません。

Q 海外でも使える？

専用ACアダプターは、100~240Vに対応していますので、多くの国でご使用いただけます。
※ご使用になる国の電圧やコンセントの差込口によりご利用いただけない場合がありますので、事前にご確認することをお勧めいたします。また、ご利用いただけない場合でも交換機を使用することでご使用できる場合があります。



実寸




医療機器 承認番号 21900BZX00932000
 仕様 ●寸法:(幅)205mm×(高さ)123mm×(厚み)52mm
 ●重量:約385g(単三乾電池装填時)
 付属 ●付属:取扱説明書・ACアダプター・化粧袋 ※乾電池は付属しません
※ACアダプターは消耗品のため保証対象外です(別売)

12kHz
1秒間
24,000回

超音波の主な相乗作用

6~12kHzの極めて微弱な超音波を1秒間24,000回(縦波振動)発振し、機器の導子面を目蓋の上から密着させることにより、目の視神経・筋肉等をマイクロマッサージ(細胞レベル)を行います。その結果、近視(仮性近視)の原因と言われている調節異常緊張の状態を緩解(広義的に治療の方向性へ)させ、視力回復の要素となります。また、視力低下・仮性近視の原因となりうるVDT(パソコン・スマートフォン)や読書・自動車の運転等で酷使した目、そして眼鏡・コンタクトの使用による視力の低下を予防する効果が期待できます。


目のピント合わせには、毛様体筋(水晶体を調節)と眼球を動かしている6本の外眼筋が関係しています。マイクロマッサージはこれらの筋肉に作用し、本来の元気な状態に戻るよう治療力を高めます。



- 1 毛様体筋の異常緊張・麻痺・けいれんを緩解。
- 2 毛細血管拡張血流量増大と循環活性。
- 3 電位をたかめ、網膜の解像力を著しく増大。
- 4 房水生産増大と循環活性。眼圧低下。目の輝きを生む。
- 5 リンパ生産増大と循環活性。
- 6 視神経の異常を緩解。

60年前、眼科医と工学博士らの研究グループが参加し世界初の手持ち式眼科用医療機器「超音波治療器」を完成させました。

- 歴史
- 1962年: 世界初、眼科用超音波治療機器誕生
 - 1965年: 厚生省承認
 - 1969年: 超音波治療フタワソニック/初代
 - 1987年: フルモデルチェンジ/2代目
 - 1988年: マイナーモデルチェンジ/3代目
 - 2006年: 厚生省と労働省が統合され薬事法改正
 - 2007年: フルモデルチェンジ 厚生労働省承認/4代目(現行モデル)
 - 2022年: 超音波治療器誕生60年



初代 1969年
超音波治療フタワソニック



2代目 1987年
フルモデルチェンジ



3代目 1988年
マイナーモデルチェンジ