

# —SUPER LIZER— mini

待望の  
スーパーライザー小型器  
登場!



## 〈特長〉

- ・コンパクト設計
- ・軽量プローブによりどんな部位にも照射がラク
- ・カンタンプッシュスイッチを採用し操作も容易



# 家庭での「痛み治療」が容易に行えるようになりました。

スーパーライザー miniは、低侵襲の赤外線治療器として多くの採用実績があるスーパーライザーシリーズの機能をそのまま集約した小型家庭用治療器です。光の中で最も深達性の高い波長帯(600nm~1,600nm)の光を1,800mWの高出力でスポット状に照射します。この光は心地よい温感とともに患部に到達し、温熱効果が期待できます。




## ■操作パネル

### 時間表示

照射の残り時間を表示します。

### 出力設定ボタン及び表示

押すたびに弱→中→強を繰り返します。



### START/STOPボタン及び照射時間

- ・長押しで操作パネルが点灯/消灯します。
- ・短押しで赤外線が開始/停止します。

### 音量設定ボタン及び表示

押すたびに、1→2→3→4→5→消灯を繰り返します。

## ■標準ユニット



### プローブ

光源内蔵型の小型・軽量プローブの採用により、さまざまな部位にストレスなく照射することができます。

## ■オプション



### キャリングバッグ

スーパーライザー miniの専用キャリングバッグです。本体、照射用固定バンド、ACアダプターを収納できます。往診用に最適です。

## 〈仕様〉

類別：機械器具 78 家庭用電気治療器  
 一般的名称：家庭用赤外線治療器  
 医療機器分類：管理医療機器  
 使用目的／効能効果：赤外線加熱による温熱効果を目的とし一般家庭で使用する  
 電気定格：AC 100V 0.34A 50/60Hz  
 本体定格：DC 12V 0.9A 11W  
 定格時間：10分

医療機器製造販売認証番号：229AGBZX00108000

ランプ：ハロゲンランプ  
 分光放射率：5,000~13,000nmの波長域において60%以上  
 使用温度湿度：+10~+34°C、30~85%RH  
 保管温度湿度：-20~+60°C、10~95%RH  
 外形寸法：幅約290mm 高さ約110mm 奥行約255mm  
 重量：約2.2kg  
 付属品：取扱説明書



### 安全に関するご注意

- ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

# Wellup

## 株式会社ウエルアップ

〒220-0004

横浜市西区北幸2-1-22 ナガオカビル 4F

TEL：045-317-7908 / FAX：045-317-7909

URL：http://wellup.jp

お問い合わせ先