

酸素バー

オキシーズ Oxy'z[®]

for healthy life with oxygen

いつでも どこでも
あなたの側に
「オキシーズ」を。



業界最小
最軽量級

※ 酸素濃度 40%以上の製品に限る



日本製

酸素濃度
40%

海外・国内
両用
AC100-240V

酸素流量
2L/分

縦置き
横置き
両用

A4サイズ
以下

車・屋外
使用可
※ オプション備品

重量
約2.6kg
(本体のみ)

設置
工事不要

約40dBの
静音設計

簡単
メンテナンス

マイナス
イオン



独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構

本製品は、NEDO「福祉用具実用化推進事業」の
成果を活用し、開発されたものです。

※ 写真はイメージです

オキシーズ
Oxy'z[®]

小型高濃度
酸素発生器


OXYGEN GENERATOR

オキシーズ Oxy'z[®] for healthy life with oxygen

イノベーション推進事業「課題解決型実用化開発助成事業」

高濃度酸素で リフレッシュしましょう！

空気中の酸素（約 21%）と窒素（約 78%）を分離して、
約 40% 以上の高濃度酸素を発生させます。



小型高濃度酸素発生器
オキシーズ
Oxy'z[®]
OXYGEN GENERATOR

世界初 2017年1月時点
意匠：登録第1459848号
商標：登録第5326914号

特許 6032736 号
特許 5972727 号

※その他 韓国、中国でも特許取得済み。国際出願 PCT。

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
本製品は、NEDO「福祉用具実用化推進事業」の
成果を活用し、開発されたものです。



1日20分で無理なく手軽に 高濃度酸素を！

基本仕様

酸素発生方式	RVSA方式
吸入方式	ネックセットタイプ
酸素濃度	約40% ※1
酸素流量	約2L/分 ※2
電源	DC12V/5A AC100V~240V
消費電力	22W
マイナスイオン	約300万個/cm ³ ※3
ノイズレベル	約40dB ※4

- ※1 20℃/常圧、60%RH/相対湿度で測定
- ※2 20℃/常圧、60%RH/相対湿度で測定
- ※3 電子放射式
- ※4 本体位置から1m離れて測定
- ※5 仕様は変更されることがあります。


セット内容

- 酸素発生器本体 1台
- ネックセット吸入器 1式
※ 集塵用カプセル/フィルター付き
- AC電源コード 1個
- AC-DCアダプター 1個
- 酸素濃縮カートリッジ 1個
- 取扱説明書(保証書付き) 1冊



酸素発生メカニズム

日常私たちが生存している空気を原料としています。



酸素濃縮カートリッジ
カートリッジ交換で、いつまでも純度の高い酸素を吸引頂けます。

サイズ ※設置の場合

最大幅	80mm
奥行き	186mm
高さ	290mm
重量(本体)	約2.6kg

別売品
酸素濃縮カートリッジ(交換用)



VIGO-PCT
※交換目安：
累積400時間経過または約1年
メーカー希望小売価格 16,200円(税込)



仕事や勉強の合間に



ご自宅でリラックス



運転中の気分転換に



外出中の酸素補給に



株式会社ウエルアップ

〒220-0004
横浜市西区北幸 2-1-22 ナガオカビル 4F
TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909
URL : <http://wellup.jp>

販売元

