

寝た姿勢でも手軽にペダリング運動ができる

電動サイクルマシン

# escargot

エスカルゴⅡ



基礎体カづくり  
リハビリに

ストレッチバンドを装着する  
ことで、上肢と下肢の運動が  
同時に楽しめます



Perfect **i**ody

PBE-100-(2)

業界初！専用安定ボード・専用ストレッチバンド付き電動サイクル運動機器


## エスカルゴⅡの特徴

- 業界初『専用ストレッチバンド』を装着することで、下肢に加え上肢の運動も手軽に行えます。
- 業界初『専用安定ボード』の装着により機体の安定性を高め、ベッドや布団の上でも快適に、電動によるペダリング運動をしていただけます。
- 安定感を追求したペダルは、足を置く面が常に上を向く様に設計され、楽に足を乗せられます。そして固定ベルトは、寝た姿勢でも足のずれ落ちを防ぎ、安定感と快適な装着感があります。
- ペダルが強制的に止められるとモーターが止まる、『自動停止安全機能』を装備しているのです、安心・安全にお使いいただけます。

## 体力のない方やリハビリにも

- 『エスカルゴ』は、モーターがペダリング運動をアシストするので、体力のない方でも無理なく股関節運動やひざの屈伸運動を行えます。
- 大腰筋が鍛えられ、すり足、つまずきを防止し「転倒」→「寝たきり」の予防につながります。
- 『寝た姿勢』での使用を前提に開発されているので、腰痛の方やご高齢の方にも気軽に、安全に電動サイクル運動を続けられます。
- 装着した『専用ストレッチバンド』を握り、ペダルの回転に合わせて動かすだけで、手軽に自分のペースで上肢の運動も行えます。

### ストレッチバンドの使用例



ストレッチバンドのグリップを手のひらを上向きで握ります。電動回転するペダルの動きに合わせて、バンドが緩まないように軽くひっぱりながら、腕を上下、又は前後に動かしてください。

※ストレッチバンドを使わずに、電動サイクル運動のみを行う場合、ストレッチバンドはペダルから取り外してご利用下さい。

(ストレッチバンドは簡単に取り付け、取り外しができます)

### エスカルゴⅡ用パーツ・消耗品

(「エスカルゴ」にもこちらのパーツは取り付け可能です。)

#### 「ストレッチバンド」 (2本セット)



ペダルの接続リングに付けると、上半身の運動も行えます。

#### 「ペダル」 (右 / 左足用 個別販売)



ストレッチバンド接続リング付ペダル。右足用または左足用をご指定下さい。

#### 「ペダル固定ベルト」 (右 / 左足用 個別販売)



ちょうど良い角度に設計されたバンドが、足をつむように支えます。右足用または左足用をご指定下さい。

### 私もお薦めします



援腎会すずきクリニック  
院長 鈴木一裕先生

電動サイクルマシン『エスカルゴ』は、モーターがペダルの動きをアシストします。体力のない人でも、無理なく股関節の運動やひざ関節の屈伸運動が行えます。その上、大腰筋が鍛えられ、下肢部の血行を刺激して血栓の予防効果もあると言われています。『エスカルゴ』は、今までやりにくかった『寝た姿勢』での使用を前提に開発されているので、腰痛の方や高齢者の方も気軽に安全にサイクル運動に取り組みます。当院でも、発売当初より透析治療中に寝たまま行える運動療法として『エスカルゴ』を使用しております。

### 製品仕様

- 品名：電動サイクルマシン Perfect Body エスカルゴⅡ
- 型式：PBE-100-(2)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：70W
- スピードレベル：1～12段階
- タイマー：1分～30分
- 本体寸法 / 重量：約42×40×31cm / 約7.1kg
- ストレッチバンド：約46～67cm / 約120g(1本)
- 安定ボード重量：約780g
- JANコード：4560167941104
- 中国製
- 標準価格：48,000円(税別)