

スキャナ・マルチセンサー自動肌診断機器

A-ONE PRO

One-Click Automatic Skin Diagnosis System

マルチセンサー機能搭載



「水分」・・・お肌の水分量を診断

「弾力」・・・お肌の弾力を診断

「皮膚温」・・・皮膚表面の温度を測定

「美白度」・・・皮膚表面から美白度を診断

3種の画像処理 普通・UV・偏光画像でより確かな測定能力！

多様な診断機能 計測データからあらゆる診断が可能！

収益性の向上 施術クロージング率UP！化粧品購買率UP！

Feature | 特長

- 「毛穴」「シワ」「油分」「色素沈着」を測定、プラスマルチセンサーでより詳細に解析します。
- PC不慣れな方でも簡単操作です。
- 誰が測定しても同じ結果、同じクロージングで信頼性、収益性が向上します。
- 顧客登録機能で顧客リスト、ご利用コース、商品ご購入履歴も1台で管理できます。
- お客様と画像で確認しながらのカウンセリングや効果検証は、お客様満足に続きます。
- 診断結果から、登録したケアコース、化粧品へ自動でご案内。スマートに商品ご紹介ができます。
- バックアップ機能により、データの安心管理ができます。
- 高解像度の性能、Canon製14.7MPixelカメラ搭載。



基本診断機能

測定機能

通常・UV・偏光の3種での撮影、測定が約2分で完了。
※パソコンの性能により測定結果処理の時間が変わります。



マルチセンサー機能


「水分」「弾力」「美白度」「皮膚温」を分析します。



- 「水分」・・・お肌の水分量を診断
- 「弾力」・・・お肌の弾力を診断
- 「美白度」・・・皮膚表面から美白度を診断
- 「皮膚温」・・・皮膚表面の温度を診断

分析編集機能

「毛穴」「しわ」「油分」「色素沈着」を分析します。



- 「毛穴」・・・毛穴の汚れ、大きさ（開き）を診断します。
- 「しわ」・・・しわの大きさ、太さ、数を診断します。
- 「油分」・・・Uゾーン、Tゾーンでの肌表面の油分を診断します。
- 「色素沈着」・・・肌表面のシミや隠れている色素沈着を診断します。

結果

分析編集機能の診断を元に総合的な結果を表示します。
※結果はプリントアウト出来ます。




ドクターモードとノーマルモード

モードの切り替えでお好みのカウンセリングが可能。
ノーマルモードは診断結果をディスプレイにテキスト表示します。
ドクターモードはテキスト表示をクローズして、グラフィックを見せながら診断結果を自ら説明するモードです。
環境に適したモードをご利用いただくことが可能となります。

その他の診断機能

3Dビューア

肌画面の一部を拡大し、3Dカラー画像で表現します。シミやしわ、皮膚の表面の状況を分かりやすく表示します。



透過

任意の2枚の画像を重ねて透過することができます。経年変化や効果による変化を確認することができます。



シミュレーション

現在の肌状態より改善されたイメージ、またシミやしわが拡大したイメージの画像を見ることができます。




輪郭の抽出

お顔の輪郭が表示されます。過去のデータと透過（重ねる）ことにより輪郭の変化を比較することができます。



等高線

お顔の高低を色により表現します。透過することによりリフトアップの効果が分かります。



Set Includes

セット内容

セット内容



Install CD



SecurityUSB



P-Sensor

Spec

仕様

製品名	A-ONE PRO (エーワン プロ)
本体構成	本体 (Canon製 14.7MPixelカメラ内蔵) / マルチセンサー
サイズ	本体 410mm(W)×410mm(D)×500mm(H)
重量	本体 6kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50W
管理ソフト	A-ONE Software
形式	セキュリティ USB メモリ起動 Software Install CD

動作環境

- コンピュータ PC-AT互換機 (Macintoshは非対応)
- 対応OS Microsoft Windows XP/Vista/7/8 (日本語版)
- 必要メモリ 2GB以上
- 画面解像度 1024×768 or 1366×768

その他

- 付属のInstallCDからPCソフトウェアをインストールして使用します。
- USBメモリーはセキュリティー機能があり、外すとソフトウェアは使用できません。必ず接続した状態での使用となります。